

NEW!

# AMERIC-ATP Kit (これまでにない！ ATP 検査キット)

ATPを効率的に抽出し、ルシフェラーゼ発光法を用いてATP量を測定するための試薬キットです

## ATPの安定化剤で最も高い抽出効率と 検体の長期保存、安定測定を実現！




独自の抽出試薬及びプロトコールによって、従来のATP検査試薬に比べ、高いATP抽出効率を実現しました。抽出したATPは、**-20℃で半年以上安定に保存**することが出来ます。


### 使用用途

動植物の組織・培養細胞・微生物・血液中のATPレベルを**高感度**で安定かつ迅速に測定可能です。

重症度判定に有用(研究用)



### 計算ソフトによりらくらく定量計算



計算ソフトにより、ルミノメーターの測定値を入力するだけで簡単にATP量を計算できます。

計算ソフトは下記の弊社ホームページよりダウンロードできます。

<http://www.americ.co.jp/>

ATPは生体内におけるエネルギー通貨です。食品衛生分野や疾患等の研究分野でATP量の変化が注目されています。

## 和光純薬工業株式会社より好評発売中！

製品コード	製品名	測定数量
638-23501	AMERIC-ATP Kit ATPレベル検査キット	50回分

特願 2008-017863 (国際出願番号 PCT/JP2009/051364)

※製品の詳細については、下記までお問い合わせください。

製造元

AMERIC 応用酵素医学研究所株式会社  
〒770-0811 徳島県徳島市東吉野町3丁目11-11  
TEL: 088-656-9856 FAX: 088-656-9856  
e-mail: atp-info@americ.co.jp

販売元

### 和光純薬工業株式会社

本社 ☎540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 ☎(06)6203-1788(学術部)  
支店 ☎103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目5番13号 ☎(03)3270-8243(学術部)  
●九州営業所 ☎(092)622-1005(代) ●中国営業所 ☎(082)285-6381(代)  
●東海営業所 ☎(052)772-0788(代) ●筑波営業所 ☎(029)858-2278(代)  
●東北営業所 ☎(022)222-3072(代) ●北海道営業所 ☎(011)271-0285(代)

フリーダイヤル: 0120-052-099 フリーファックス: 0120-052-806